


# FC32

테이블탑 스크류 캡핑 기계

**Flexicon**  
Liquid Filling

## 특징 및 이점


- 소량 생산에 매우 적합
- 스크류 나사산 보틀 캡핑에 일관된 잠금 토크를 제공합니다
- 수동 캡핑으로 인한 반복적인 스트레인 상해로부터 작업자 보호
- 다양한 종류의 캡과 병에 적합합니다
- 보틀이나 캡 사이의 손쉬운 조절 및 교체
- 컴팩트한 설치 공간으로 BSC 또는 LAF 내부에 적합



## 기술 사양

|              | FC32                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 유입 차단        | IP31                                                                      |
| 정격 토크        | 검은색 스프링 1.0-4.0Nm, 노란색 스프링 0.9-1.8Nm, 녹색 스프링 0.5-1.0Nm, 빨간색 스프링 0.3-0.5Nm |
| 표준           | DS/EN ISO 12100<br>DS/EN 60204<br>2006/42/EC<br>2006/95/EC<br>2004/108/EC |
| 멸균 방법        | 기화된 과산화수소(VHP) 호환                                                         |
| 공급 전원        | 110/230V AC, 50/60Hz                                                      |
| 소비 전력        | Max 50 W                                                                  |
| 공기 공급        | ISO 8573-1 2010 [1:4:2]에 따른 6bar (87psi)                                  |
| 중량           | 16 kg (35 lbs)                                                            |
| 패키지 중량       | 16.1 kg                                                                   |
| 부속품          | 캡 도구, 보틀 도구                                                               |
| 최대 보틀/바이알 직경 | 100 mm                                                                    |
| 최대 보틀/바이알 높이 | 240 mm                                                                    |
| 최대 용량        | 1000 단위/시간                                                                |

## FC32 치수



FS32

단위 mm

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Flexicon A/S는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 경고: 이 제품은 환자와 연결된 용도에 사용하도록 설계되지 않았으므로 그러한 용도로 사용해서는 안 됩니다. WMArchitect 및 Accusil은 등록 상표입니다.

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



01 June 2026