


Transferschläuche und Schlauchsets für Flüssigkeiten

Single-Use-Assemblies zum Fördern von Flüssigkeiten

Merkmale und Vorteile

- Vollständige Rückverfolgbarkeit der Produkte
- Große Bibliothek zur Auswahl von Komponenten
- Unterstützung für interne Validierungsprotokolle und Validierungsleitfäden auf Anforderung verfügbar
- Standardkonfigurationen für kürzere Bearbeitungszeiten erhältlich
- Standardassemblies sind unbestrahlt; bestrahlte und sterile Assemblies auf Anfrage
- Flexible Integration dank der offenen Architektur
- End-to-End-Lösung für das Fluid-Management in Kombination mit Schlauchpumpen von Watson-Marlow
- Liefersicherheit über das globale Fertigungs- und Liefernetzwerk von Watson-Marlow




Technische Eigenschaften

	Transferschläuche und Schlauchsets für Flüssigkeiten
Zertifizierung und Konformität	ADCF, ISO 10993, USP <788>, USP <85>, USP-Klasse VI
Fertigung	ISO 9001, ISO 14644-1 Klasse7
Sterilität	Nicht bestrahlt (bestrahlt oder steril auf Anfrage)

Werkstoffe

	Transferschläuche und Schlauchsets für Flüssigkeiten
Schläuche	SEBS, Silikon, Thermoplastisches Elastomer
Verbinde werkstoff	Polycarbonat (PC), Polypropylen, Polysulfone (UDEL 1700), PVDF

Bestellangaben



Artikelnummer	Artikelname (Beschreibung)	Pumpen	Pumpenkopf
33-0913-211112	Pumpsil Kit - 3,2x1,6 mm - 3 m lang mit TC - NON	Baureihe 500	520R
33-0913-211113	Pumpsil Kit - 3,2x1,6 mm - 3 m lang mit MPC - NON	Baureihe 500	520R
33-0913-211114	Pumpsil Kit - 3,2x1,6 mm - 3 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 500	520R
33-0913-211122	Pumpsil Kit - 6,4x1,6 mm - 3 m lang mit TC - NON	Nur für Transfer	
33-0913-211123	Pumpsil Kit - 6,4x1,6 mm - 3 m lang mit MPC - NON	Nur für Transfer	
33-0913-211124	Pumpsil Kit - 6,4x1,6 mm - 3 m lang mit Aseptiquik - NON	Nur für Transfer	
33-0913-211212	Pumpsil Kit - 3,2x1,6 mm - 1 m lang mit TC - NON	Baureihe 500	520R
33-0913-211213	Pumpsil Kit - 3,2x1,6 mm - 1 m lang mit MPC - NON	Baureihe 500	520R

33-0913-211214	Pumpsil Kit - 3,2x1,6 mm - 1 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 500	520R
33-0913-211222	Pumpsil Kit - 6,4x1,6 mm - 1 m lang mit TC - NON	Baureihe 500	520R
33-0913-211223	Pumpsil Kit - 6,4x1,6 mm - 1 m lang mit MPC - NON	Baureihe 500	520R
33-0913-211224	Pumpsil Kit - 6,4x1,6 mm - 1 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 500	520R
33-0913-211232	Pumpsil Kit - 9,6x3,2 mm - 1 m lang mit TC - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211233	Pumpsil Kit - 9,6x3,2 mm - 1 m lang mit MPC - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211234	Pumpsil Kit - 9,6x3,2 mm - 1 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211242	Pumpsil Kit - 12,7x3,2 mm - 1 m lang mit TC - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211243	Pumpsil Kit - 12,7x3,2 mm - 1 m lang mit MPC - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211244	Pumpsil Kit - 12,7x3,2 mm - 1 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211252	Pumpsil Kit - 19x4,8 mm - 1 m lang mit TC - NON	Baureihe 700	720R
33-0913-211253	Pumpsil Kit - 19x4,8 mm - 1 m lang mit MPC - NON	Baureihe 700	720R
33-0913-211254	Pumpsil Kit - 19x4,8 mm - 1 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 700	720R
33-0913-211312	Pumpsil Kit - 3,2x1,6 mm - 2,5 m lang mit TC - NON	Baureihe 500	520R
33-0913-211313	Pumpsil Kit - 3,2x1,6 mm - 2,5 m lang mit MPC - NON	Baureihe 500	520R
33-0913-211314	Pumpsil Kit - 3,2x1,6 mm - 2,5 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 500	520R
33-0913-211322	Pumpsil Kit - 6,4x1,6 mm - 2,5 m lang mit TC - NON	Baureihe 500	520R
33-0913-211323	Pumpsil Kit - 6,4x1,6 mm - 2,5 m lang mit MPC - NON	Baureihe 500	520R
33-0913-211324	Pumpsil Kit - 6,4x1,6 mm - 2,5 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 500	520R
33-0913-211332	Pumpsil Kit - 9,6x3,2 mm - 2,5 m lang mit TC - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211333	Pumpsil Kit - 9,6x3,2 mm - 2,5 m lang mit MPC - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211334	Pumpsil Kit - 9,6x3,2 mm - 2,5 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211342	Pumpsil Kit - 12,7x3,2 mm - 2,5 m lang mit TC - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211343	Pumpsil Kit - 12,7x3,2 mm - 2,5 m lang mit MPC - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211344	Pumpsil Kit - 12,7x3,2 mm - 2,5 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211352	Pumpsil Kit - 19x4,8 mm - 2,5 m lang mit TC - NON	Baureihe 700	720R
33-0913-211353	Pumpsil Kit - 19x4,8 mm - 2,5 m lang mit MPC - NON	Baureihe 700	720R
33-0913-211354	Pumpsil Kit - 19x4,8 mm - 2,5 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 700	720R
33-0913-211432	Pumpsil Kit - 9,6x3,2 mm - 5 m lang mit TC - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211433	Pumpsil Kit - 9,6x3,2 mm - 5 m lang mit MPC - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211434	Pumpsil Kit - 9,6x3,2 mm - 5 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211442	Pumpsil Kit - 12,7x3,2 mm - 5 m lang mit TC - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211443	Pumpsil Kit - 12,7x3,2 mm - 5 m lang mit MPC - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211444	Pumpsil Kit - 12,7x3,2 mm - 5 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 600	620R
33-0913-211452	Pumpsil Kit - 19x4,8 mm - 5 m lang mit TC - NON	Baureihe 700	720R
33-0913-211453	Pumpsil Kit - 19x4,8 mm - 5 m lang mit MPC - NON	Baureihe 700	720R
33-0913-211454	Pumpsil Kit - 19x4,8 mm - 5 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 700	720R
33-0933-211113	Bioprene Kit - 3,2x1,6 mm - 3 m lang mit MPC - NON	Nur für Transfer	
33-0933-211114	Bioprene Kit - 3,2x1,6 mm - 3 m lang mit Aseptiquik - NON	Nur für Transfer	
33-0933-211122	Bioprene Kit - 6,4x1,6 mm - 3 m lang mit TC - NON	Nur für Transfer	
33-0933-211123	Bioprene Kit - 6,4x1,6 mm - 3 m lang mit MPC - NON	Nur für Transfer	
33-0933-211124	Bioprene Kit - 6,4x1,6 mm - 3 m lang mit Aseptiquik - NON	Nur für Transfer	
33-0933-211213	Bioprene Kit - 3,2x1,6 mm - 1 m lang mit MPC - NON	Baureihe 500	520R
33-0933-211214	Bioprene Kit - 3,2x1,6 mm - 1 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 500	520R
33-0933-211222	Bioprene Kit - 6,4x1,6 mm - 1 m lang mit TC - NON	Baureihe 500	520R
33-0933-211223	Bioprene Kit - 6,4x1,6 mm - 1 m lang mit MPC - NON	Baureihe 500	520R
33-0933-211224	Bioprene Kit - 6,4x1,6 mm - 1 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 500	520R
33-0933-211232	Bioprene Kit - 9,6x3,2 mm - 1 m lang mit TC - NON	Baureihe 600	620R
33-0933-211233	Bioprene Kit - 9,6x3,2 mm - 1 m lang mit MPC - NON	Baureihe 600	620R
33-0933-211234	Bioprene Kit - 9,6x3,2 mm - 1 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 600	620R
33-0933-211242	Bioprene Kit - 12,7x3,2 mm - 1 m lang mit TC - NON	Baureihe 600	620R
33-0933-211243	Bioprene Kit - 12,7x3,2 mm - 1 m lang mit MPC - NON	Baureihe 600	620R
33-0933-211244	Bioprene Kit - 12,7x3,2 mm - 1 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 600	620R
33-0933-211252	Bioprene Kit - 19x4,8 mm - 1 m lang mit TC - NON	Baureihe 700	720R
33-0933-211253	Bioprene Kit - 19x4,8 mm - 1 m lang mit MPC - NON	Baureihe 700	720R
33-0933-211254	Bioprene Kit - 19x4,8 mm - 1 m lang mit Aseptiquik - NON	Baureihe 700	720R

33-0942-211222	Pureweld Kit - 6,4x1,6 mm - 1 m lang mit TC - NON	Baureihe 500	520R
33-0942-211223	Pureweld Kit - 6,4x1,6 mm - 1 m lang mit MPC - NON	Baureihe 500	520R
33-0942-211224	Pureweld Kit - 6,4x1,6 mm - 1 m lang mit Aseptik - NON	Baureihe 500	520R
33-0942-211232	Pureweld Kit - 9,6x3,2 mm - 1 m lang mit TC - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211233	Pureweld Kit - 9,6x3,2 mm - 1 m lang mit MPC - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211234	Pureweld Kit - 9,6x3,2 mm - 1 m lang mit Aseptik - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211242	Pureweld Kit - 12,7x3,2 mm - 1 m lang mit TC - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211243	Pureweld Kit - 12,7x3,2 mm - 1 m lang mit MPC - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211244	Pureweld Kit - 12,7x3,2 mm - 1 m lang mit Aseptik - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211252	Pureweld Kit - 19x4,8 mm - 1 m lang mit TC - NON	Baureihe 700	720R
33-0942-211253	Pureweld Kit - 19x4,8 mm - 1 m lang mit MPC - NON	Baureihe 700	720R
33-0942-211254	Pureweld Kit - 19x4,8 mm - 1 m lang mit Aseptik - NON	Baureihe 700	720R
33-0942-211312	Pureweld Kit - 3,2x1,6 mm - 2,5 m lang mit TC - NON	Baureihe 500	520R
33-0942-211313	Pureweld Kit - 3,2x1,6 mm - 2,5 m lang mit MPC - NON	Baureihe 500	520R
33-0942-211314	Pureweld Kit - 3,2x1,6 mm - 2,5 m lang mit Aseptik - NON	Baureihe 500	520R
33-0942-211322	Pureweld Kit - 6,4x1,6 mm - 2,5 m lang mit TC - NON	Baureihe 500	520R
33-0942-211323	Pureweld Kit - 6,4x1,6 mm - 2,5 m lang mit MPC - NON	Baureihe 500	520R
33-0942-211324	Pureweld Kit - 6,4x1,6 mm - 2,5 m lang mit Aseptik - NON	Baureihe 500	520R
33-0942-211332	Pureweld Kit - 9,6x3,2 mm - 2,5 m lang mit TC - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211333	Pureweld Kit - 9,6x3,2 mm - 2,5 m lang mit MPC - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211334	Pureweld Kit - 9,6x3,2 mm - 2,5 m lang mit Aseptik - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211342	Pureweld Kit - 12,7x3,2 mm - 2,5 m lang mit TC - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211343	Pureweld Kit - 12,7x3,2 mm - 2,5 m lang mit MPC - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211344	Pureweld Kit - 12,7x3,2 mm - 2,5 m lang mit Aseptik - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211352	Pureweld Kit - 19x4,8 mm - 2,5 m lang mit TC - NON	Baureihe 700	720R
33-0942-211353	Pureweld Kit - 19x4,8 mm - 2,5 m lang mit MPC - NON	Baureihe 700	720R
33-0942-211354	Pureweld Kit - 19x4,8 mm - 2,5 m lang mit Aseptik - NON	Baureihe 700	720R
33-0942-211432	Pureweld Kit - 9,6x3,2 mm - 5 m lang mit TC - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211433	Pureweld Kit - 9,6x3,2 mm - 5 m lang mit MPC - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211434	Pureweld Kit - 9,6x3,2 mm - 5 m lang mit Aseptik - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211442	Pureweld Kit - 12,7x3,2 mm - 5 m lang mit TC - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211443	Pureweld Kit - 12,7x3,2 mm - 5 m lang mit MPC - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211444	Pureweld Kit - 12,7x3,2 mm - 5 m lang mit Aseptik - NON	Baureihe 600	620R
33-0942-211452	Pureweld Kit - 19x4,8 mm - 5 m lang mit TC - NON	Baureihe 700	720R
33-0942-211453	Pureweld Kit - 19x4,8 mm - 5 m lang mit MPC - NON	Baureihe 700	720R
33-0942-211454	Pureweld Kit - 19x4,8 mm - 5 m lang mit Aseptik - NON	Baureihe 700	720R
33-BSHP-211214	Braided Hose Kit - 3/8" ID - 1 m lang - TC - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211222	Braided Hose Kit - 3/8" ID - 1 m lang - Aseptik - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211224	Braided Hose Kit - 1/2" ID - 1 m lang - TC - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211232	Braided Hose Kit - 1/2" ID - 1 m lang - Aseptik - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211234	Braided Hose Kit - 3/4" ID - 1 m lang - TC - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211242	Braided Hose Kit - 3/4" ID - 1 m lang - Aseptik - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211244	Braided Hose Kit - 1" ID - 1 m lang - TC - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211312	Braided Hose Kit - 1" ID - 1 m lang - Aseptik - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211314	Braided Hose Kit - 3/8" ID - 2,5 m lang - TC - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211322	Braided Hose Kit - 3/8" ID - 2,5 m lang - Aseptik - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211324	Braided Hose Kit - 1/2" ID - 2,5 m lang - TC - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211332	Braided Hose Kit - 1/2" ID - 2,5 m lang - Aseptik - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211334	Braided Hose Kit - 3/4" ID - 2,5 m lang - TC - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211342	Braided Hose Kit - 3/4" ID - 2,5 m lang - Aseptik - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211344	Braided Hose Kit - 1" ID - 2,5 m lang - TC - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211412	Braided Hose Kit - 1" ID - 2,5 m lang - Aseptik - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211414	Braided Hose Kit - 3/8" ID - 5 m lang - TC - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211422	Braided Hose Kit - 3/8" ID - 5 m lang - Aseptik - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211424	Braided Hose Kit - 1/2" ID - 5 m lang - TC - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211432	Braided Hose Kit - 1/2" ID - 5 m lang - Aseptik - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211434	Braided Hose Kit - 3/4" ID - 5 m lang - TC - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211442	Braided Hose Kit - 3/4" ID - 5 m lang - Aseptik - NON	Nur für Transfer	
33-BSHP-211444	Braided Hose Kit - 1" ID - 5 m lang - TC - NON	Nur für Transfer	

Auf der Grundlage der am häufigsten verwendeten Komponenten wurden Standardkonfigurationen entwickelt. Die aufgeführten Assemblies sind nicht bestrahlt. Tri-Clamp-Armaturen ohne Verschluss in Standardgröße. Ausführliche Zeichnungen mit Stückliste auf Anfrage erhältlich. Für Änderungen von Länge, Armaturengröße/-typ oder Art der Bestrahlung wenden Sie sich an Ihre Watson-Marlow-Vertretung vor Ort.

Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Limited übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Produkteignung für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung sicherzustellen. Watson-Marlow und WMArchitect sind eingetragene Marken von Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube Applikator und Q-Clamp sind Marken von BioPure Technology Limited. Tri-Clamp ist ein eingetragenes Markenzeichen von Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
01 August 2025