

Supporto per sonda ASEPTIPOINT

Supporto per sonda ASEPTIPOINT

Caratteristiche e vantaggi

- Struttura pulita e asettica
- Risparmio di spazio collegando più sonde da 12 mm attraverso un raccordo sul serbatoio
- Risparmio di tempo e costi eliminando la necessità di più aperture nei recipienti
- Così flessibile da rendere possibile l'uso di sonde da 12 mm di varie lunghezze
- Un sistema di manicotti incredibilmente semplice che si monta utilizzando a scelta connessioni filettate o bloccate con morsetti
- Flessibilità futura, installazione di elementi vuoti in qualsiasi porta riservandoli per l'utilizzo futuro
- Può essere personalizzato per soddisfare le esigenze del cliente



Specifiche tecniche

	Supporto per sonda ASEPTIPOINT
Tipo di montaggio	Ad avvitamento, Morsetto
Temperatura d'esercizio	-80 °C to 200 °C (-112 °F to 392 °F)
Pressione di esercizio manometro	Da -14.5 psig a 101.5 psig
Opzioni di finitura superficiale	Elettrolucidato, Max. 10 micropollici Ra (0,25 µm Ra), Max. 15 micropollici Ra (0,375 µm Ra), Max. 20 micropollici Ra (0,5 µm Ra)
Certificazione e conformità	ISO 9001
Norme	ASME BPE, CE-PED

Materiali di costruzione

	Supporto per sonda ASEPTIPOINT
Materiale	Acciaio inox 316L, Acciaio inox AL-6XN, Hastelloy C22, Hastelloy C276

Codici prodotto

Numero prodotto	Descrizione prodotto
AM-0001-1	Collettore sonda Aseptipoint, 3 gruppi di sonde, valvola di prelievo da 12 mm e 0,5", uscita da 0,5" e portello per vapore, 316L, rugosità max di 20 micropollici Ra, EP. Nota: La valvola richiede un attuatore e una membrana separati.
AM-0200-0	Montaggio Aseptipoint Estremità a morsetto da 2" doppio supporto per sonda da 12 mm, filettato, 316L, finitura superficiale Ra di 15 micropollici, elettrolucidata e passivata
AM-0200-2	Kit Aseptipoint, doppio collettore completo con estremità a morsetto da 2", 2 sonde da 12 mm, montaggio a filetto in 316L
AM-0202	Kit Aseptipoint, doppio collettore completo con estremità a morsetto da 2", montaggio a filetto in 316L
AM-0300-2	Kit Aseptipoint, doppio collettore completo con sonda da 3 X 25 mm di diametro e 120 mm di lunghezza, montaggio a morsetto da 3" in 316L
AM-0400-2	Gruppo Aseptipoint 2 X sonde di diam. 25 mm e 120 mm di lunghezza Porta collettore completa 4" Montaggio a morsetto 316L
PA-0200	Manicotto Aseptipoint adatto alla porta Ingold da 25 mm, adatto alla sonda da 120 mm, montaggio a filetto, Nitronic 60, finitura superficiale Ra di 15 micropollici, elettrolucidata e passivata
PA-0201	Tappo Aseptipoint adatto alla porta Ingold da 25 mm, montaggio a filetto, Nitronic 60

Disclaimer: Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Asepco declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Radial diaphragm è un marchio di fabbrica di ASEPCO Corporation. Tri-Clamp è un marchio registrato di Alfa Laval Corporate AB. Azienda parte di Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, una società di Spirax-Sarco Engineering PLC.



wmfts.com/global
09 July 2026