

機能と利点

- ± 0.5% の優れた分注精度
- レーザ-エッチングされた部品番号、ロット番号、使用期限による 100% のトレーサビリティ
- 0.1 ml～250 ml 以上の充填用に 8 種類のサイズが用意されています
- USP <87>、Ph. Eur. 6.8第3.1.9章、ISO 10993およびFDA CFR 177.2600に完全に準拠したバイオ医薬品



技術仕様

	Accusil
認証および準拠	FDA 21 CFR 177.2600, ISO 10993, Ph.Eur.6.8 3.1.9, USP <788 >, USP <85>, USP <87>
滅菌方法	」を参照してください, X線, オートクレーブ, ガンマ (Gamma
オートクレーブの安定性	121 ° C 30 分
ガンマ線の安定性	最大 50 kGy
長さ	10 - 152m (3.05 - 46.33ft)
口径サイズ範囲	0.5 - 8mm (0.02 - 0.315in)
壁厚	1.6 - 2.2mm (0.063 - 0.087in)
色	無色
透過性	透明
スパイレシヨン	低
動作温度範囲	-20°C～80°C (-4°F～176°F)
硬度、ショアA (5秒)	58 to 64
比重	1.15 g/ml
圧縮セット	≤30 %
保存可能期間	5 年

チューブ認証および法令順守の詳細については、バリデーションガイドを参照

構成材質

	Accusil
チューブ	プラチナ硬化シリコン

製品コード

分注量 (ml単位) *	内径		壁 (Wall)		コイル	
	mm	インチ	mm	インチ	10m/32.8ft	150m/492ft
< 0.5	0.5	1/50	1.6	1/16	84-103-005	84-104-005
0.5 ~ 1.0	0.8	1/32	1.6	1/16	84-103-008	84-104-008
1.0 ~ 1.7	1.2	3/64	1.6	1/16	84-103-012	84-104-012
1.7 ~ 7.0	1.6	1/16	1.6	1/16	84-103-016	84-104-016
7.0 ~ 12.0	3.2	1/8	1.8	1/14	84-103-032	84-104-032
						125m/410ft
12.0 ~ 22.0	4.8	3/16	2.0	0.0787	84-103-048	84-104-048
						90m/290ft
22.0 ~ 35.0	6.0	6/25	2.1	0.0827	84-103-060	84-104-060
						65m/213ft
> 35.0	8.0	5/16	2.2	0.0866	84-103-080	84-104-080

* (最適な分注精度および速度用。水状の粘性物の分注による)

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limitedは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Watson-MarlowおよびWMArchitectはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValveおよびBioTube applicatorは、BioPure Technology Limitedの商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。Q-Clampはライセンスに基づいて使用されます。

wmfts.com/global



28 October 2025