

Juntas pequenas em PTFE

Juntas de PTFE



Recursos e benefícios

- Projetadas de acordo com padrões ASME-BPE
- Compatível com USP Classe VI e livre de componente de origem animal
- Compatível com as normas FDA CFR21 177.2601
- A numeração de lote permite a rastreabilidade dos produtos
- Desempenho em condições de temperatura extrema. Variando de -212 °C a 232 °C (-350 °F a 450 °F)




Especificações técnicas

	Juntas pequenas em PTFE
Tipo de junta	Sem flange
Diâmetro interno	9.7 - 15.7 mm (0.38 - 0.62 pol.)
Diâmetro externo	21.6 mm (0.85 pol.)
Dimensões	0.5, 0.75 pol
Quantidade	25 PCS
Certificação e conformidade	ADCF, USP Classe VI
Limites das temperatura de funcionamento	-212 °C a 232 °C (-350 °F a conMaxMaxOperatingTemperatureF[conMaxMaxOperatingTemperatureF °F])
Prazo de validade	20 anos

Materiais de construção

	Juntas pequenas em PTFE
Material	PTFE



Código do produto	Tamanho em polegadas	Diâmetro interno (B) polegada (mm)	Diâmetro externo (A) polegada (mm)	Quantidade
42MPG-050-25	1/2	0,38 (9,7)	0,85 (21,6)	25
42MPG-075-25	3/4	0,62 (15,7)	0,85 (21,6)	25

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow e WMArchitect são marcas comerciais registadas da Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator e Q-Clamp são marcas comerciais da BioPure Technology Limited. Tri-Clamp é uma marca registada da Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
11 July 2025