

Diafragmas Viton A (SR)



Diafragmas Viton

Recursos e benefícios

- Todos os diafragmas de Viton® A (SR) são gravados a laser com as datas de cura e números de lote, garantindo que são completamente rastreáveis
- Excelente resistência a calor e produtos químicos
- Projetado para alta resistência ao vapor
- Não adequado para uso com cetonas e ésteres



Especificações técnicas

	Diafragmas Viton A (SR)
Tamanhos da válvula de tanque	0,5", 1,0", 2,0", 3,0"
Cor	Preta
Variante(s) de diafragma	Foles, Reto
Tratamento com parilene	Não
Temperatura de operação	-20 °C a 177 °C (-4 °F a 350 °F)
Pressão de operação máxima	4.8 barg
Pressão de operação máxima	70 psig
Atuadores compatíveis	AJS, AKS
Válvulas compatíveis	Radial
Tipo de atuador	Manual, Pneumáticos
Agente de cura	BPA
Vaporização necessária antes da instalação	Não
Classificação do ciclo de SIP ASME BPE apêndice K	200
Atuações totais durante o teste de ciclo de SIP	2000
Vida útil	4 anos
Especificação do material	Viton A resistente ao vapor
Normas	ASME BPE, RoHS
Certificação e conformidade	ADCF (livre de componente de origem animal), FDA 21 CFR 177.2600, Livre de BSE/TSE, USP <87>, USP <88> Classe VI

Materiais de construção

	Diafragmas Viton A (SR)
Diafragma	Viton® A grau de vapor 42563
Insertos	304 SS

Códigos de produto

Código	Gestão
VA05	Diafragma radial de Viton "A" 0,5" - preto reto com grau de vapor
VA10	Diafragma radial de Viton "A" 1" - preto reto com grau de vapor
VA20	Diafragma radial de Viton "A" 2" - preto USP reto com grau de vapor
VA30	Diafragma radial de Viton "A" 3" - preto reto com grau de vapor

Isenção de responsabilidade: As informações neste documento são tidas como corretas, porém a Asepco não se responsabiliza por nenhum erro que possa conter e se reserva o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do usuário garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Diafragma Radial é marca comercial da ASEPCO Corporation. Tri-Clamp é marca registrada da Alfa Laval Corporate AB. Integrante da Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, uma empresa Spirax-Sarco Engineering plc.



wmfts.com/global
09 July 2026