

FlexFeed 30

Sistemas semiautomáticos de llenado y taponado

Características y ventajas

- Capaz de manipular cierres de rosca, tapones cuentagotas u otros cierres enroscados con forma especial
- Llenado y taponado de hasta 1200 frascos por hora, con diámetros de 12 mm a 50 mm
- Torque de cierre constante que evita el problema de fugas en frascos



Especificaciones técnicas


	FlexFeed 30
Protección contra la contaminación	IP52
Capacidad	1200 unidades/hora
Suministro de corriente	110/230 V CA, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	300 W
Suministro de aire	Aire limpio y seco
Peso	60 kg
Accesorios	Piezas de formato personalizado para frascos y tapones
Diámetro máximo del frasco/vial	50 mm
Altura máxima del frasco/vial	110 mm

Materiales de construcción

	FlexFeed 30
Material	Acero inoxidable AISI 304, Aluminio anodizado, Poliacetal

Dimensiones de FlexFeed 30

Dimensions in mm/inches



Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Flexicon A/S rechaza toda responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. ADVERTENCIA: Estos productos no están diseñados para aplicaciones conectadas a pacientes y no deben utilizarse en tales aplicaciones. asepticu y Accusil son marcas registradas.

wmfts.com/global



08 February 2024