

ASEPTIPOINT 프로브 마운트



ASEPTIPOINT 프로브 마운트

특징 및 이점

- 청결한 무균 디자인
- 탱크의 커넥터 하나에 12mm 프로브를 여러 개 연결하여 공간을 절약할 수 있습니다
- 용기에 여러 개의 개구부가 필요하지 않으므로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다
- 다양한 길이의 12mm 프로브를 사용할 수 있어 유연성이 뛰어납니다
- 나사산이나 클램핑 연결을 원하는 대로 장착할 수 있는 놀랍도록 간편한 슬리브 시스템
- 미래의 유연성, 포트에 블랭크를 설치하고 향후 사용을 위해 예약합니다
- 필요에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다



기술 사양

	ASEPTIPOINT 프로브 마운트
장착 유형	스크류 인, 클램프
작동 온도	-80 °C 까지 200 °C (-112 °F 까지 392 °F)
작동 게이지 압력	-14.5psig - 101.5 psig
표면 마감 옵션	전해 폴리싱됨, 최대 10 마이크로인치 Ra(0.25 µm Ra), 최대 15 마이크로인치 Ra(0.375 µm Ra), 최대 20 마이크로인치 Ra(0.5 µm Ra)
인증 및 준수	ISO 9001
표준	ASME BPE, CE-PED

구성 재질

	ASEPTIPOINT 프로브 마운트
재질	Hastelloy C22, Hastelloy C276, 스테인리스강 316L, 스테인리스강 AL-6XN

제품 코드

생산물 번호	생산물 설명
AM-0001-1	Aseptiport 프로브 매니폴드, 프로브 어셈블리 3개, 12mm, 0.5" 샘플 밸브, 0.5" 출구 및 스팀 포트, 316L, 20 micro inch Ra 최대, EP, 참고: 밸브에는 별도의 다이어프램과 액추에이터가 필요합니다.
AM-0200-0	Aseptiport 마운트 2" 클램프 엔드 더블 12mm 프로브 마운트, 나사형, 316L, 15 micro-inch Ra 표면 마감 전기 폴리싱 및 부동태화 처리
AM-0200-2	Aseptiport 어셈블리, 2" 클램프 엔드 더블 매니폴드 일체, 2 X 12mm 프로브, 나사 마운트 316L
AM-0202	Aseptiport 어셈블리, 2" 클램프 엔드 더블 매니폴드 일체, 나사 마운트 316L
AM-0300-2	Aseptiport 어셈블리 3 X 25mm 직경 X 120mm 길이 프로브 매니폴드 일체 3" 클램프 마운트 316L
AM-0400-2	Aseptiport 어셈블리 2 X 25mm 직경 X 120mm 길이 프로브 매니폴드 포트 일체 4" 클램프 마운트 316L
PA-0200	Aseptiport 인서트 슬리브는 25mm 인골드 포트에 적합 120mm 프로브에 적합 나사 마운트 Nitronic 60, 15 micro-inch Ra 표면 마감 전기 폴리싱 및 부동태화 처리
PA-0201	Aseptiport 인서트 플러그는 25mm 인골드 포트에 적합 나사 마운트, Nitronic 60

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 ASEPCO는 이 문서에 포함된 오류에 대해 책임지지 않으며 사양을 예고 없이 변경할 수 있습니다. 해당 어플리케이션에서 사용하기 위한 제품 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. 레이디얼 다이어프램(diaphragm)은 ASEPCO Corporation의 상표입니다. Tri-Clamp는 Alfa Laval Corporate AB의 등록 상표입니다. Watson-Marlow Fluid Technology Solutions(WMFTS)의 일원으로, Spirax-Sarco Engineering plc 회사입니다.

wmfts.com/global



09 July 2026